

Uppdaterad juni 2021

Blödningsvagn – ett exempel

Rekommendation om stabil vagn med 4 utdragbara lådor och rymlig arbetsyta upptill. Fack på gavlarna för aktuella dokument samt anordningar för handsprit, skräp och stickande/skärande avfall. Handskar och förkläde tas på rummet för att minimera antalet saker på vagnen. Dokument som är flergångs bör lamineras för att kunna spritas av.

Låda 1
Provtagning och PVK

Låda 2
Läkemedel
Etiketter för läkemedel, uppdragnings-kanyler, injektionskanyler (im, sc)
Oxytocin 8 ampuller á 8,3 µg/ml
Tranexamsyra 100 mg/ml, 20 ml
Misoprostol 0,2 mg, 6 tabl
Nitroglycerin (Glytrin)

Kylskåp egen "box"
Metylergometrin 2 ampuller á 0,2 mg/ml
Prostinfenem 0,25 mg/ml, 2 ml



Låda 3.
Infusion:
Infusionsaggregat
Ringer-acetat
NaCl 100 ml
NaCl 500 ml
Etiketter för infusionspåsar

Urin:
Tappningskateter, kort och lång. Förfylld foleykateter, urinpåse, xylocaingel.

Övrigt:
Hemostasballong med tillbehör.

Låda 4.
Sterila instrument:
Spekulum, depressor.
vaginaltång "Foerster" rak 3 st, Bumms curette, lång peang

Blödningsdukar